

Masážní pistole Fabulo Vibe



Technické údaje:


- 1 Vyměnitelný nástavec hlavy
- 2 Vestavěná nabíjecí lithium-iontová baterie LG
- 3 Tichý bezuhlíkový motor s vysokým točivým momentem
- 4 Vypínač napájení a tlačítko nastavení rychlosti
- 5 LED indikátor stavu baterie
- 6 Nabíjecí port
- 7 Nabíječka


Vyměnitelné nástavce



PROVOZ

Zapněte zařízení posunutím vypínače na spodní straně baterie do polohy ON.

• S vypínačem v poloze ON, jedním stisknutím tlačítka  přepnete zařízení do první úrovně intenzity. Pomocí tlačítka „+“ můžete intenzitu postupně zvyšovat, pomocí tlačítka „-“, postupně snižovat.

• Vibraci přístroje vypnete stisknutím tlačítka  zařízení vypnete posunutím vypínače do polohy OFF

NABÍJENÍ

Před prvním použitím baterii zcela nabijete za šest hodin.

• Chcete-li nabíjet, zapojte AC/DC měnič do síťové zásuvky, ujistěte se, že LED indikátor napájení svítí, připojte DC (jednosměrný) konec bočního kabelu do nabíjecího portu.

• Baterii lze nabíjet kdykoli a při jakékoli úrovni nabití.

• Nedoporučuje se zcela vybit baterii na úroveň červené LED.

• Z bezpečnostních důvodů nebudete moci toto zařízení během nabíjení zapnout.

• Průměrná doba provozu je 5 - 7 hodin v závislosti na úrovni rychlosti a tlaku použitého během používání.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- K čištění přístroje použijte mírně navlhčený ručník a osušte jej měkkým hadříkem.
- Při skladování nebo cestování vyjměte baterii a uložte do dodávané kartonové krabice.
- K utírání tohoto produktu nepoužívejte alkohol ani čisticí prostředky s obsahem alkoholu.
- K utírání produktu je dovoleno použít malé množství neutrálního čisticího prostředku a do zařízení nesmí vniknout žádná tekutina



KONTRAINDIKACE

NEPOUŽÍVEJTE, PROSÍM, FABULO VIBE ANI JINÉ VIBRAČNÍ PŘÍSTROJE, DLE VAŠEHO LÉKAŘE NEŽ ZÍSKÁTE DOPORUČENÍ OD VAŠEHO LÉKAŘE, POKUD SE VÁS TÝKÁ COKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍHO:

Tahle hotenství, cukrovka s komplikacemi jako neuropatie nebo poškození sítnice, máte implantovaný kardiostimulátor, nedávný chirurgický zákrok, epilepsie a migréna, máte vysunuté ploténky, spondylolistéza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávné náhražky kloubů nebo nitrodlovního nebo fyzické zdraví.

Když jedince a děti by měli používat libovolného vibračního přístroje doprovázet dospělí. Tyto kontraindikace neznamenaí, že nemůžete používat vibrační nebo cvičební přístroj, ale nejprve vám doporučíme poradit se s lékařem.

Probíhá neustálý výzkum účinků vibračního cvičení na konkrétní zdravotní poruchy. To pravděpodobně povede ke zkrácení seznamu kontraindikací, které jsou uvedeny výše. Praktické zkušenosti ukazují, že integrace vibračního cvičení do ošetrovacího procesu frambézie je v mnoha případech doporučena. Musí se to dělat na doporučení lékaře a v doprovodu lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta.

ZŘEKNUŤ SE ODPOVĚDNOSTI



VÝSTRAHA A UPOZORNĚNÍ

NEPONOŘUJTE do vody. Uchovávejte mimo dosah tekutin nebo zdrojů tepla. Chraňte ventilační otvory od prachu a nečistot. NEODSTRAŇUJTE šrouby ani se nepokoušejte zařízení rozebrat. NEPROVOZUJTE nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte přístroj 30 minut odpočívat. Po nabití nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie přístroje.

Jen k použití pro dospělé. Nepoužívejte, pokud jste zraněný. Před použitím tohoto produktu se poradte se svým lékařem.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU A ZRANĚNÍ PERSONÁLU SE TENTO VÝROBEK MUSÍ POUŽÍVAT V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY:

- Pouze pro použití pro dospělé.
- Tento přístroj uchovávejte mimo dosah dětí nebo jej skladujte na místech, kam děti nemohou dosáhnout.
- Tento přístroj není jídlo. Nedávejte si prosím hlavový nástavec ani žádné jeho části do úst.
- Podle přání použijte pouze na měkkou tkáň těla. Nepoužívejte na hlavu nebo na tvrdé nebo kostnaté oblasti těla.
- Nepoužívejte tento přístroj na následující části těla: pohlavní orgány, obličej, oči, poranění po operaci, jakýkoli druh infikované části, infikovanou nebo poškozenou pokožku, poraněné kosti a klouby.
- **POUŽÍVEJTE** pouze na suchý čistý povrch těla nad oblečením lehkým stiskem a pohybem po těle přibližně 60 sekund na každém místě.
- V případě bolesti nebo jiného nepříjemného pocitu ihned přestaňte používat.
- Používejte pouze nástavce hlavy, které dodává Fabulo, a použijte je na příslušnou část těla.
- Bez ohledu na nastavení ovládání nebo použitý tlak se mohou vyskytnout podlitiny. Ošetřovaná místa často kontrolujte a okamžitě zastavte při prvních příznacích bolesti nebo nepříjemného pocitu.
- Prsty, vlasy nebo jakékoli jiné části těla držte dále od hřídle a zadní části nástavce hlavy, protože by mohlo dojít k skřípnutí.
- Do větracích otvorů přístroje Fabulo nedávejte žádné předměty.
- Nabíjejte pouze dodávanou nabíječkou Fabulo s napětím 26 V DC.
- Nezasahujte do, ani neupravujte přístroj, měnič ani zástrčku.
- Vibrační Masážní Přístroj Fabulo nikdy nenechávejte v provozu ani na nabíječce bez dozoru