

Návod k použití

Zařízení pro kompresní terapii vzduchem
Model: 3-komorový lymfodrenážní přístroj



Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.



RoHS
Made in China



I Obsah

Bezpečnostní opatření	1
Často kladené otázky	2-3
Nazvy komponent	3-4
Řešení problémů	4
Použijte	4-6
Poznámky po použití	6
Čištění a skladování	6
Likvidace	7
Obsah balení	7
Technické údaje	7

I Bezpečnostní opatření

Upozornění

1. Osoby, které trpí některým z následujících stavů nebo se léčí, by se měly před použitím přístroje poradit s lékařem:

- 1) Používání kardiostimulátoru nebo jiných lékařských přístrojů, které jsou náchylné k elektrickému rušení;
- 2) Bolest u zhoubných nádorů;
- 3) Bolest při onemocnění srdce;
- 4) Závažná periferní neuropatie nebo smyslová dysfunkce v důsledku diabetu;
- 5) Nevhodnost masáže z důvodu poranění těla;

2. Uchovávejte mimo dosah kojenců, dětí a osob bez možnosti samostatného použití.

3. Nepoužívejte jiný než originální napájecí adaptér.

4. Napájecí kabel napájecího adaptéru nepoškrábejte, nepoškozujte, nadměrně neohýbejte, netahajte za něj a nekruťte jím. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

5. Pokud napájecí adaptér nefunguje správně nebo je uvolněná zástrčka, je zakázáno jej používat.

6. Napájecí adaptér nepřipojujte ani neodpojujte mokřima rukama.

7. Nepokládejte ovladač do deky a nepoužívejte zařízení při vysoké teplotě.

8. Je zakázáno zařízení bez povolení přestavovat, rozebírat nebo opravovat.



Upozornění

1. Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte přístroj používat. Nepoužívejte jej znovu dříve, než se poradíte s lékařem.

2. Nepoužívejte jej v koupelně ani na jiných vlhkých místech.

3. Před čištěním a údržbou odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.

4. Pokud napájecí adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

5. Při používání této jednotky nebo při nošení zábalů se nepohybujte.

I Často kladené otázky

Q.1: Jak tento výrobek masíruje?


Odpověď: Uvnitř jsou 3+3 vzduchové vaky. Ty se nafukují a vyfukují, aby simulovaly masáž a hlazení tkání jako lidské ruce. Dokáže uvolnit naše svaly, zlepšit krevní oběh a zmírnit bolest.

Q.2: Kolik masážních režimů přístroj nabízí a jaký je mezi nimi rozdíl?

Odpověď: Přístroj má 3 masážní režimy,


Režim 1: Sekvenční režim

V tomto režimu se rukávy nafukují a vyfukují odspodu nahoru.




Režim 2: Cirkulační režim,

V tomto režimu se rukávy nafukují a vyfukují odspodu nahoru.



Režim 3: Režim všeho,


V tomto režimu se rukávy nafukují a vyfukují současně a úplně.



Otázka 3: Co mám dělat, když mám pocit, že je síla masáže příliš slabá nebo příliš silná?

A 3: Pomocí ovladače lze volit 3 úrovně intenzity masáže, vyberte si intenzitu, která vám vyhovuje. Sílu můžete také upravit změnou utažení suchého zipu na zábalu.

Otázka 4: Co mám dělat, když mám větší lýtka? Odpověď 4: V případě větších lýtek použijte přiložené nástavce, abyste rozšířili velikost zábalů.



příloha

Otázka 5: Co mám dělat, když mám větší nohy? Ot. 5: U větších nohou uštrihněte stehy v horní části prstů.

Otázka 6: Proč nefunguje, když stisknu tlačítko napájení?

A.6: Ujistěte se, že jsou obě vzduchové hadice zasunuty do ovladač, jinak nebude fungovat.

O.7: Jak dlouho bych ho měl používat?

A7: Doporučujeme používat 1-2krát denně po dobu 20 minut. Můžete ji používat i dlouhodobě, pokud se cítíte příliš unavení nebo si chcete i nadále užívat.


Otázka 8: Proč se ovladač zahřívá?

A8: Jak bylo řečeno, můžete ji používat vždy 20 minut. Při příliš dlouhém provozu se regulátor zahřívá, což je normální jev.

Otázka 9: Proč ovladač vydává zvuk?

A9: Zvuk vychází z funkčního vzduchového čerpadla v řidiči, které nepřetržitě dodává vzduch do airbagů v obalech, což je normální jev.

Náhled produktu



Levá noha

Pravá noha

I Řešení problémů

Problémy	Příčiny a řešení
1. Zařízení nefunguje a kontrolka nesvítí.	Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér, a stiskněte tlačítko napájení na ovladači.
2. Zařízení nefunguje, ale kontrolka svítí.	1. Funguje pouze tehdy, když jsou k řídicí jednotce připojeny 2 vzduchy. hadice. 2. Zkontrolujte, zda jsou vzduchové hadice správně připojeny.
3. Přestane pracovat během provozu	1. Napájecí adaptér nebo vzduchové hadice odpadly; 2. Masážní přístroj se po 20 minutách automaticky vypne; 3. Zkontrolujte, zda jsou obě vzduchové hadice zcela ucpané.
4. Příliš slabý nebo příliš silný	1. Můžete si vybrat ze tří úrovní masáže: 2. Šířku omotávky můžete nastavit tak, aby měla odpovídající sílu; 3. Pokud takovou sílu nesnesete, vypněte zařízení.
5. Řídicí jednotka se zahřívá.	Je normální, že se ovladač po delší době používání zahřívá. Doporučujeme jej na 10 minut vypnout.

Názvy součástí




Schéma řídicí jednotky

Napájecí adaptér

II Použití:

Před použitím si pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny. Abyste dosáhli lepší masáže, noste návleky správně.


Použijte levý obal jako v příkladu níže:

1. Zkontrolujte směr podle štítku a nasadte si návleky správně na nohy.




step1

2. Fix všechny suché zipy podle vaší velikosti. Pro větší lýtka použijte nástavce.



step2

3. Zkontrolujte a upravte polohu a těsnost podle níže uvedeného postupu, nebalte příliš těsně.



step3

4. Zapojte napájecí adaptér do ovladače a do zásuvky na každé straně.



step4

.Insert two air hose plugs into the controller correctly and completely.

5. Obě hadicové zátky správně a úplně zasuňte do pohonu.



Ujistěte se, že jsou zarovnány s drážkou. Dodržujte směr "NAHORU".

step5

6. Zvedněte dálkový ovladač a stisknutím tlačítka "ON/OFF" zapněte přístroj.

- Ve výchozím nastavení se spustí s režimem 1 a silou 1 (nejnižší).
- Po 20 minutách se vypne (můžete jej restartovat ručně).

Indikátor napájení step6



7. Stisknutím tlačítka "M1"/"M2"/"M3" zvolte různé režimy masáže, rozdíl mezi těmito 3 režimy je uveden na straně 2.

Indikátory režimu step7



8. Stisknutím tlačítka "Air Pressure" zvolte intenzitu.

- 1) Můžete si vybrat ze tří úrovní tlaku. Na začátku doporučujeme použít nejnižší úroveň.
- 2) Těsnost zabalů můžete nastavit tak, aby byla přiměřená;

Indikátor tlaku step8



9. Stisknutím tlačítka "ON/OFF" jej vypnete.

step9




I Poznámky po použití

1. Odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.



step10

2. Vytáhněte zástrčky napájecího adaptéru a vzduchové hadice ze spodní části regulátoru.



step11

3. Odstraňte obaly a složte je do úložného sáčku nebo krabice.



step12



Varování:

Doporučujeme, aby byl přístroj vždy v provozu maximálně 20 minut. Po 20 minutách se automaticky vypne, ale můžete jej znovu spustit.

Při čištění přístroje nezapomeňte vypnout napájení.

1. V případě znečištění otřete pohon, obal a hadice měkkým hadříkem navlhčeným mýdlovým roztokem.
2. K otírání přístroje nepoužívejte benzín, alkohol, ředidlo ani jiné dráždivé kapaliny, jinak dojde k poruše nebo k poškození či změně barvy součástí.
3. Do hadic se nesmí dostat cizí předměty.
4. K odstranění chloupků nebo odstřížků připevněných k suchým zipům lze použít párátko.

I Skladování

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento výrobek sami nerozebírejte.
- Neumisťujte jej do prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nevystavujte je přímému slunečnímu záření.
- Vyvarujte se propíchnutí airbagů a hadic jehlami.
- Nepokládejte na něj těžké věci.




I Likvidace

Při likvidaci odpadu dodržujte místní předpisy.

I Obsah balení:

- 2 x zábal na nohy a chodidla
- 2 x rozšíření
- 1 x ruční ovladač
- 1 x napájecí adaptér/ DC12V1A
- 1 x uživatelská příručka.
- 1 x přenosná úložná taška



I Technické údaje:

Model	3-komorový lymfodrenážní přístroj
Název	Zařízení pro kompresní terapii vzduchem
AC/DC adaptér	Vstup AC: 100-240 V, AC 50/60 Hz, výstup DC: 12V 1A
Jmenovitý výkon	12W
Provozní podmínky	Teplota: +5 °C až 40 °C Vlhkost: 1 % až 90 % bez kondenzace Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa
Podmínky skladování	Teplota: -20 °C až 55 °C Vlhkost: 5 % až 90 % bez kondenzace Atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa Uchovávejte v suchu a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Časování	20 minut