

Horkovzdušný sterilizátor

Beautyfor YM-9011

Návod k použití



Je dobře známo, že vysoká teplota může zničit bakterie a viry zachycené ve výrobku. Naše

maximální teplota může dosáhnout až 200 stupňů Celsia. Toto zařízení je široce používáno v

laboratořích, stravovacích službách a kosmetických salonech.

Bezpečnostní upozornění

- prosím používejte stroj ve větraném prostředí
- do sterilizátoru vkládejte pouze suché předměty
- **levý knoflík slouží k regulaci teploty**
- **pravý knoflík slouží k zapnutí/vypnutí a k nastavení časovače**
- pravidelně čistěte výrobek pomocí alkoholové vaty
- uchovávejte přístroj mimo dosah dětí
- po sterilizaci zavěste kroužek na podnos a vyjměte ho ze spotřebiče
- po každém použití odpojte napájení
- **NEDOTÝKEJTE SE HORKÉHO PODNOSU RUKAMA!**

Parametry:

- Výkon: 300 W
- Nastavení teploty: 0- 200 °C
- Napětí: (220-240 V /50 Hz)